

PRIPOROČAMO tudi



ZOBNA ŠČETKA CURAPROX CS 5460

- izjemno goste, mehke in tanke poliestrske ščetine CUREN®
- pri krožnem ščetkanju, kjer polovica ščetin pokriva zobe, polovica pa dlesen varno in učinkovito očisti rob med zobom in dlesnijo.



MEDZOBNE ŠČETKE CURAPROX CPS PERIO

- mehke, goste in dolge ščetine odlično očistijo medzobni prostor
- trpežno žično jedro je iz legiranega kirurškega jekla in ne vsebuje niklja
- za ščetkanje večjih medzobnih prostorov, še posebej pri zalivkah, kronah in mostičkih ter čiščenje fiksne ortodontske aparata

LINIJA CURAPROX Perio Plus+

- deluje **antiseptično, protiglivično in protivirusno**
- **ščiti pred težavami z zobmi** in obzobnimi tkivi
- ne vpliva na spremembo zaznave okusa
- **brez penila SLS**
- **brez alkohola**
- prijetnega okusa



NOVO!

Kaj lahko ob redni higieni
ŠE STORIMO za ustno zdravje?



Na www.dlesni.com se lahko pridružite spletni delavnici Za zdrav nasmeh.



Sodelujte v projektu **Zdrave dlesni**. Več informacij je na voljo na www.dlesni.com.



Na www.youtube.com/ZdravNasmeh s pomočjo video vsebin preverite, ali pravilno uporabljate pripomočke za ustno higieno.



Vsi izdelki so na voljo na spletni strani www.curaprox.com ter v lekarnah, drogerijah in specializiranih trgovinah. Za dodatne informacije nas lahko pokličete ali nam pišete.

CURAPROX

Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija

t. +386 (0)2 460 53 42
e. info@flegis.si

51-CF-ZL-0919-143

CURAPROX



Čopasta zobna ščetka
CURAPROX CS SINGLE

En snop ščetin, številne priložnosti za uporabo

SWISS PREMIUM ORAL CARE

Kje čopasta zobna ščetka **PRIDE PRAV?**



pri fiksnih ORTODONTSKIH APARATIH

Ščetka z enim snopom ščetin odlično očisti težko dostopna mesta okoli nosilcev in žičk.



pri OTROCIH

Grizne ploskve mlečnih kočnikov imajo globoke brazde, ki so odlično skrivališče za ostanke hrane. Najučinkoviteje jih očistimo s čopasto ščetko, ki pa je odličen pripomoček tudi za ščetkanje pri izraščanju prvih stalnih zobkov - šestic.



za ZADNJE V VRSTI

Odlično se odreže pri težje dostopnih mestih, kot so na primer sedmice in modrostni zobje.



pri MOČNEM REFLEKSU na bruhanje


Uporabljajo jo tudi tisti, ki se pri ščetkanju spopadajo z močnim refleksom bruhanja.



pri PROTETIČNO NADGRAJENIH zobnih vsadkih

Okroglo prirezane ščetine so nepogrešljive pri čiščenju okoli protetično nadgrajenih zobnih vsadkov, saj se odlično prilegajo anatomiji dlesni.

ZOBNA ŠČETKA CURAPROX CS SINGLE čopasta zobna ščetka z enim snopom ščetin



CURAPROX CS
1006 single

CURAPROX CS
1009 single

Čopasta ščetka za vsakodnevno ustno higieno vseh zob - **SOLO TEHNIKA ŠČETKANJA**

i

Ste že kdaj pomislili, da bi se pri ustni higieni posvetili vsakemu zobu posebej?

Čeprav solo tehnika zahteva malo več časa, gre za enostaven način čiščenja, pri katerem ščetkamo vsak zob posebej, pri tem pa zelo učinkovito negujemo zobe ter rob med zobom in dlesnijo.

1



Ščetko postavimo pokončno na površino zoba.

2



Z zelo rahlim pritiskom ščetine previdno potisnemo tik ob rob med zobom in dlesnijo.

3



Po robu dlesni se premikamo z majhnimi krožnimi gibi počasi in natančno ter sledimo anatomiji zoba.

4



Pazimo, da nikoli ne ščetkamo po dlesni.

5



Enako ščetkamo po notranji strani zobnega loka.

6



Nazadnje ščetkamo še grizne ploskve.