



IZJEMNA NEŽNOST, VRHUNSKI DOSEG

SONIČNE ZOBNE ŠČETKE
CURAPROX HYDROSONIC

Izboljšana ustna higiena je LE KORAK STRAN

Električne zobne ščetke Hydrosonic združujejo **sonično tehnologijo** z do 42.000 gibi na minuto in **inovativne nastavke s poliestrskimi vlakni CUREN®**.

Gre za izjemno **mehke ščetine**, pomembno prednost zobnih ščetk CURAPROX, ki čistijo **nežno, učinkovito in brez tveganja za poškodbe** dlesni. Ker so tanke in gosto vpete, učinkoviteje očistijo zobne obloge – tudi na kritičnih in težje dosegljivih mestih, kot je rob med zobmi in dlesnijo.

Prav zaradi inovativnih nastavkov s poliestrskimi vlakni CUREN® so sonične zobne ščetke CURAPROX Hydrosonic idealne za:

- **vsakodnevno nego** zob, dlesni in obzobnih žlebičev,
- vse z zobnim **aparatom in zobnimi vsadki**,
- izboljšanje ustnega zdravja pri posameznikih z **gingivitisom, parodontitisom in periimplantitisom**,
- **preventivo** pred kariesom in zobnim kamnom.


Značilnosti nastavkov sončnih zobnih ščetk CURAPROX:



izredno **nežna**,
mehka in gosta vlakna,
ki so zaščitni znak
zobnih ščetk
CURAPROX



**10–15 stopinjski
nagib CURACURVE®**,
zaradi katerega težje
dostopna mesta postanejo
lahko dosegljiva





prilagodljivost,
saj so vsi nastavki
CURAPROX združljivi
z vsemi tremi modeli
Hydrosonic

HYDROSONIC PRO

Profesionalno ščetkanje zob doma

- › Za **VSAKODNEVNO NEGO** zob, dlesni in obzobnih žlebičev
- › Primerna tudi za vse z **ZOBNIM APARATOM** in **ZOBNIMI VSADKI**
- › **ZA PREVENTIVO** pred kariesom in zobnim kamnom
- › **ZA IZBOLJŠANJE** ustnega zdravja pri posameznikih z gingivitisom, parodontitisom in periimplantitisom
- › **POLIRANJE** zob z nastavkom »single«



IZBOLJŠANJE USTNEGA ZDRAVJA

v 3 programih in kar s 7 načini ščetkanja



3 NASTAVKI z vlakni CUREN® in nagibom CURACURVE®

1



“SENSITIVE“

za občutljive dlesni

2



“POWER“

za zdrave dlesni

3



“SINGLE“


številni načini
uporabe



izredno nežen,
primeren za
vsakodnevno ščetkanje
vseh zob, tudi za
poliranje



za čiščenje roba
med zobmi in dlesnijo,
nosilcev **fiksni**
ortodontskih aparatov
in **vsadkov**



idealen na mestih,
kjer se **nabira**
zobni kamen

HYDROSONIC BLACK IS WHITE

Za ščetkanje s stilom

- › za vse z željo po nežnem, **UČINKOVITEM** in **NEŠKODLJIVEM BELJENJU ZOB**
- › za tiste, ki jim je ob učinkovitosti ščetke pomemben tudi dizajn

2 INOVATIVNA NASTAVKA z vlakni CUREN®

z aktivnim ogljikom za varno beljenje zob doma



“CARBON”

- posut z aktivnim ogljikom, ki nežno odstrani površinska zabarvanja brez poškodb zobne sklenine

AKTIVNI
OGLJIK

UČINKOVITO ŠČETKANJE S STILOM

v 3 programih

“start” “clean” “smile”



HYDROSONIC EASY

Skrb za ustno zdravje je pravkar postala lažja

› za **VSAKODNEVNO** nego zob in dlesni

› za **PREVENTIVO PRED KARIESOM**

2 KLASIČNA NASTAVKA z vlakni CUREN®

1



CHS 200 "SENSITIVE"

- za občutljive dlesni

2



CHS 300 "POWER"

- za čvrste, zdrave dlesni

**ENOSTAVNA IN
INTUITIVNA UPORABA**

v 3 programih

"start" "clean" "smile"



Sonične zobne ščetke **CURAPROX Hydrosonic** lahko kupite v boljše založenih drogerijah, lekarnah in specializiranih prodajalnah ter na www.curaprox.si.

CURAPROX
www.curaprox.si

Flegis, d. o. o.
Perhavčeva ul. 36

2000 Maribor
Slovenija

t. +386 (0)2 460 53 42
e. info@flegis.si